



## UNITA' OPERATIVA

# DENEBO



### Caratteristiche tecniche:

- Voltaggio operativo: 24 V
- Alimentazione: 230 v/115 v, 250 W
- Aria: 5 bar, 50 l/min
- Peso: 115 Kg

### COMPOSIZIONE DELLA CASSETTIERA



#### SENZA MANIGLIE

Cassetti montati su guide «push» che permettono di aprire il cassetto con una leggera pressione sul frontale.



#### MANIGLIE BIANCHE





Cassetti montati su guide a chiusura assistita e dotati di maniglia in alluminio di nuovo design verniciata in bianco.




#### MANIGLIE COLORATE

Cassetti montati su guide a chiusura assistita e dotati di maniglia in alluminio di nuovo design verniciata in colore a scelta da selezione Stern Podia.

### TIPOLOGIA CASSETTI (T1/T2/T3) E PORTE (T5/T8):














Possibilità di configurare il riunito podologico con una cassetteria supplementare.



La configurazione del riunito Denebo può essere facilmente cambiata in pochi secondi da operatore destrorso a mancino.

## INTERNI CASSETTI

<b>T1</b>	 liscio	 4 scomparti	 portastrumenti	 8 scomparti	 16 scomparti
<b>T2</b>	 2 scomparti	 6 scomparti	 liscio		
<b>T3</b>	 2 scomparti	 6 scomparti	 liscio		

## KIT COLORE



### Colori opachi



SMD 121 Antracite SMD 711 Bordeaux SMD 114 Lilla SMD 70 Purple SMD 61 Light Violet SMD 42 Cadmio



SMD 39 Turquoise SMD 34 Atlantic Blue SMD 26 Black SMD 29 Light Grey SMD 27 Titanio SMD 19 Orange



SMD 20 Red SMD 11 Sand

### Colori brillanti



SMD 116 Quarzo Rosa SMD 51 Gold SMD 43 Emerald SMD 41 Polynesian Green SMD 33 Cobalto SMD 18 Carbon



SMD 15 Silver SMD 14 White Ice SMD 12 Peach

**Opzione:  
frontale cassetti verniciati in tinta**

